


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tim44 Per Wb Ed Elisa - O43615

Numero articolo: CM0003420



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la TIM44 umana, una subunità della traslocasi della membrana interna mitocondriale. Convalidato per WB, ELISA; reagisce in modo crociato con uomo e ratto. Adatto per la ricerca sull'importazione di proteine mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIM44 Rabbit mAb
Note/Alias	TIM44
Specie	Umana
GeneID (Umano)	10469
GeneID	10469
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-240 della TIM44 umana (NP_006342.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	O43615
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio