


Anticorpo Monoclonale Anti-Timeless Per Wb, Elisa - Q9Uns1

Numero articolo: CM0002663



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Timeless umano (TIM, hTIM) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Adatto per studiare la replicazione del DNA, la riparazione e la regolazione dell'orologio circadiano. Specifico per l'uomo, peso molecolare 139 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Timeless Rabbit mAb
Note/Alias	TIM; TIM1; hTIM; FASPS4; Timeless
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8914
GeneID	8914
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1058-1208 di Timeless umano (Q9UNS1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UNS1
Peso Proteico	139kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio