


Anticorpo Policlonale Anti-Timm10 Per Wb, If/Icc, Elisa - P62072

Numero articolo: CM0029581



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TIMM10 umano (subunità Tim10 del traslocasi della membrana interna mitocondriale), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sull'importazione di proteine mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TIMM10 Rabbit pAb
Note/Alias	TIM10; TIM10A; TIMM10A; TIMM10
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26519
ID Gene	26519
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62072
Peso Proteico	10kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio