

Anticorpo Policlonale Anti-Timm10B Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5J6

Numero articolo: CM0028523



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting TIMM10B (FXC1/Tim9b), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per lo studio dell'importazione di proteine mitocondriali e della funzione del complesso TIM22.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TIMM10B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FXC1; Tim9b; TIM10B; TIMM10B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26515
GeneID	26515
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-103 del TIMM10B umano (NP_036324.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y5J6
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio