

Anticorpo Policlonale Anti-Timm17A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99595

Numero articolo: CM0030573

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto alla subunità Tim17-A della translocasi dell'importazione mitocondriale della membrana interna. Validato per Western blot, IF/ICC e ELISA su campioni umani e di topo. Swiss-Prot: Q99595.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TIMM17A Rabbit pAb
Note/Alias	TIM17; TIM17A; TIMM17A
Specie	Umana
ID gene (umano)	10440
ID gene	10440
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-171 di TIMM17A umano (NP_006326.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	Q99595
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio