

## Anticorpo Monoclonale Anti-Timm17B Per Wb - O60830

Numero articolo: CM0007723

### introduzione

TIMM17B Rabbit mAb è un anticorpo monoclonale che bersaglia TIMM17B umano, validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sull'import e la traslocazione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | TIMM17B Rabbit mAb                                                                                                 |
| Note/Alias          | JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B                                                                                      |
| Specie              | Uomo                                                                                                               |
| GeneID (Uomo)       | 10245                                                                                                              |
| GeneID              | 10245                                                                                                              |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 60-160 di TIMM17B umano (NP_005825.1) |
| Provenienza         | Coniglio                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                                                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                          |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                  |
| SWISS               | O60830                                                                                                             |
| Peso proteico       | 18kDa                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                              |