

Anticorpo Policlonale Anti-Timm17B Per Wb, Elisa - O60830

Numero articolo: CM0024316

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio TIMM17B di alta qualità validato per WB ed ELISA nell'uomo e nel ratto. Bersaglia la subunità Tim17-B della translocasi della membrana interna mitocondriale per l'importazione, essenziale per la translocazione delle proteine attraverso la membrana interna mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIMM17B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10245
GeneID	10245
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 53-152 del TIMM17B umano (NP_005825.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O60830
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio