

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Timm17B Per Wb, Elisa - O60830

Numero articolo: CM0028683

introduzione

TIMM17B Rabbit pAb convalidato per WB, ELISA. Rileva TIMM17B umano e murino (18 kDa), una translocasi della membrana interna mitocondriale. Ideale per studi sull'importazione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TIMM17B Rabbit pAb
Note / Alias	JM3, TIM17B, DXS9822, TIMM17B
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	10245
GenelD	10245
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-172 di TIMM17B umano (NP_005825.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	O60830
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio