

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Timm22 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Cq85

Numero articolo: CM0022298

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Timm22 validato per Western blot, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce con Timm22 umano, murino e di ratto, una subunità della translocasi della membrana interna mitocondriale essenziale per l'importazione di proteine transmembrana multipasso. Ideale per la ricerca e lo sviluppo nella diagnostica in vitro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Timm22 Rabbit pAb
Note/alias	Tim22; Timm22
Specie	Topo
ID gene	56322
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-121 di Timm22 murino (NP_062792.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9CQ85
Peso della proteina	20 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante