

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Timm23 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14925

Numero articolo: CM0029387

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia TIMM23 umano (TIM23), essenziale per l'import di proteine mitocondriali e la regolazione della mitofagia. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TIMM23 Rabbit pAb
Note / Alias	TIM23; TIMM23
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	100287932
ID gene	100287932
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 7-72 di TIMM23 umano (NP_006318.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O14925
Peso proteico	22 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio