

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Timm29 Per Wb E Elisa - Q9Bsf4

Numero articolo: CM0022087



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato al TIMM29 umano (TIM29, C19orf52) per applicazioni Western blot e ELISA. Validato su campioni umani e murini, adatto per studi sull'importazione mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIMM29 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	TIM29; C19orf52; TIMM29
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	90580
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 78-260 del TIMM29 umano (NP_612367.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9BSF4
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio