

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Timm29 Per Wb, Ip, Elisa - Q8Bgx2

Numero articolo: CM0020204

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro Timm29 murino (SWISS Q8BGX2), adatto per WB, IP, ELISA. Reagisce anche con la specie umana. Per studi sull'importazione delle proteine mitocondriali e sul complesso TIM22.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Timm29 Rabbit pAb
Note/alias	TIM29; 1810026J23Rik; Timm29
Specie	Topo
GeneID	69773
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 157-266 di Timm29 murino (NP_848734.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q8BGX2
Peso della proteina	29 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante