

Anti-Timm44 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - O43615

Numero articolo: CM0024024



introduzione

Il pAb TIMM44 Coniglio è un anticorpo policlonale validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività verso umano, topo, ratto. Mira a TIMM44 (TIM44), una translocasi della membrana interna mitocondriale essenziale per l'importazione delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TIMM44 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	TIM44; TIMM44
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10469
Gene ID	10469
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 153-452 del TIMM44 umano (NP_006342.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43615
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio