

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Timm50 Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q3Zcq8

Numero articolo: CM0002009

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TIMM50 (TIM50) umano, validato per WB, IF, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Bersaglia la subunità della translocasi di membrana interna per l'importazione mitocondriale, adatto per ricerche sulla funzione mitocondriale e l'epilessia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TIMM50 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	MGCA9, TIM50, TIM50L, TIMM50
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	92609
GeneID	92609
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TIMM50 umano (Q3ZCQ8).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q3ZCQ8
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio