

Anticorpo Policlonale Anti-Timm8A Per Wb, If/Icc, Elisa - O60220

Numero articolo: CM0028699

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla subunità Tim8 A del traslocasi della membrana interna mitocondriale umana. Convalidato per Western Blot, IF/ICC ed ELISA; reattivo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sul trasporto mitocondriale e sulle proteine chaperone.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome Prodotto	TIMM8A Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DDP; MTS; DDP1; DFN1; TIM8; TIMM8A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	1678
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-97 di TIMM8A umana (NP_004076.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60220
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio