

Anticorpo Policlonale Anti-Timm8B Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5J9

Numero articolo: CM0024447

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TIMM8B (sottounità translocasi della membrana interna mitocondriale Tim8 B) per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sull'importazione di proteine mitocondriali e sui chaperoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIMM8B Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DDP2; TIM8B; TIMM8B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	26521
ID Gene	26521
Immunogeno	Proteina ricombinante, proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 16-98 di TIMM8B umano (NP_036591.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9Y5J9
Peso proteico	9kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio