

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Timp1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P01033

Numero articolo: CM0017433



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio TIMP1 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con TIMP1 umano, murino e ratto. Adatto per lo studio dell'inibizione delle MMP, dell'eritropoiesi e della segnalazione delle integrine nel cancro e nelle malattie infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TIMP1 Coniglio pAb
Note/Alias	EPA; EPO; HCl; CLGI; TIMP; TIMP-1; TIMP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7076
GeneID	7076
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 128-207 del TIMP1 umano (NP_003245.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P01033
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio