

Anticorpo Monoclonale Anti-Timp2 Per Wb, Elisa - P16035

Numero articolo: CM0003630



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro TIMP2 umano (Inibitore delle metalloproteinasi 2), validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo, ratto e scimmia verde africana. Adatto per la ricerca sulle MMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb TIMP2 Coniglio
Osservazioni/Alias	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7077
ID Gene	7077
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 120-220 di TIMP2 umano. (NP_003246.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia verde africana
SWISS	P16035
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio