

Anticorpo Policlonale Anti-Timp2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16035

Numero articolo: CM0013001



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TIMP2 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare l'inibizione delle MMP, il rimodellamento tissutale e la metastasi cancerosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TIMP2 Rabbit pAb
Note/Alias	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Specie	Uomo
GeneID (umano)	7077
GeneID	7077
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di TIMP2 umano (NP_003237.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P16035
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio