

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Timp2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P16035

Numero articolo: CM0021530



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TIMP2 per il rilevamento dell'inibitore 2 delle metalloproteinasi. Testato in WB, IHC-P ed ELISA; reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e sulle metastasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIMP2 Rabbit pAb
Note/alias	DDC8; CSC-21K; TIMP2
Specie	Umana
GeneID (umano)	7077
GeneID	7077
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 100-200 della TIMP2 umana (NP_003246.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P16035
Peso della proteina	24 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante