

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Timp3 Per Wb Ed Elisa - P35625

Numero articolo: CM0013092



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TIMP3, validato per WB ed ELISA. Rileva TIMP3 umano, di topo e di ratto (24 kDa). Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare, sul cancro e sull'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TIMP3 Rabbit pAb
Note/Alias	SFD; K222; K222TA2; HSMRK222; TIMP3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7078
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 110-210 di TIMP3 umano (NP_000353.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35625
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio