

Anticorpo Policlonale Anti-Tin2/Tinf2 Per Wb, Elisa - Q9Bsi4

Numero articolo: CM0027415



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TIN2/TINF2 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Adatto per la ricerca sul complesso shelterin e sulla biologia dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TIN2/TINF2 Rabbit pAb
Note/Alias	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26277
GeneID	26277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 202-451 di TIN2/TINF2 umano (NP_001092744.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9BSI4
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio