

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tin2/Tinf2 Per Wb, Elisa - Q9Bsi4

Numero articolo: CM0005465



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-TIN2/TINF2 validato per WB, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto; bersaglia il fattore nucleare 2 interagente con TERF1, un componente del complesso shelterin che regola la lunghezza e la protezione dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb di Coniglio TIN2/TINF2
Note/Alias	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26277
GeneID	26277
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-309 di TIN2/TINF2 umano (Q9BSI4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BSI4
Peso Proteico	50 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio