

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tiparp Per Wb, Elisa - Q7Z3E1

Numero articolo: CM0016889

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a TIPARP umano (PARP7), validato per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per lo studio della mono-ADP-ribosilazione, della segnalazione AHR e delle modifiche delle proteine nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio TIPARP
Note/Alias	PARP7; ARTD14; pART14; TIPARP
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	25976
ID Gene	25976
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 441-657 di TIPARP umano (NP_056323.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q7Z3E1
Peso Proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio