

Anticorpo Policlonale Anti-Tir1 Per Wb E Elisa - Q570C0

Numero articolo: CM0020153



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TIR1 di Arabidopsis, validato per Western blot e ELISA. Bersaglia il recettore dell'auzina, adatto per studi sulla segnalazione degli ormoni vegetali e lo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TIR1 Rabbit pAb
Note/Altri nomi	AtTIR1; TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE 1; TIR1
Specie	Arabidopsis thaliana
GeneID	825473
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 495-594 di TIR1 di Arabidopsis thaliana (NP_567135.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q570C0
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata