

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tirap Per Wb, Ihc-P, Elisa - P58753

Numero articolo: CM0008618



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-TIRAP di alta qualità per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce TIRAP umano, murino e di ratto. Scopri il suo ruolo nella segnalazione TLR e nella risposta immunitaria innata. Fornito in forma liquida, viene spedito con borsa del ghiaccio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TIRAP Rabbit mAb
Note/alias	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Specie	Umano
ID del gene (umano)	114609
ID del gene	114609
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di TIRAP umano (P58753).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P58753
Peso della proteina	24 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio