

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tirap Per Ihc-P, Elisa - P58753

Numero articolo: CM0022833



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al TIRAP umano (Mal), validato per applicazioni IHC-P ed ELISA. Ideale per studi sull'immunità innata, segnalazione TLR2/4 e RAGE e risposta infiammatoria. SWISS: P58753.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TIRAP Rabbit pAb
Note/Alias	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	114609
GeneID	114609
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-221 del TIRAP umano (NP_001034750.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P58753
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio