

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fattore Tissutale/Fattore Di Coagulazione Iii (Cd142) Per Wb - P13726

Numero articolo: CM0006607



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il Fattore Tissutale Umano (Fattore di coagulazione III, CD142). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideale per la ricerca sull'emostasi e la coagulazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fattore di coagulazione III/Fattore Tissutale Coniglio mAb
Note/Alias	TF; TFA; CD142; Fattore di coagulazione III/Fattore Tissutale
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2152
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 34-251 del Fattore di coagulazione III/Fattore Tissutale umano. (NP_001984.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P13726
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio