


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Titin (Ttn) Per If-P Ed Elisa - Q8Wz42

Numero articolo: CM0020511



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che mira alla Titina umana (TTN), adatto per IF-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Utile per lo studio della struttura del sarcomero, della cardiomiopatia e della distrofia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TTN Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	TMD, CMH9, CMD1G, CMPD4, CMYP5, EOMFC, HMERF, MYLK5, SALMY, LGMD2J, LGMDR10, TTN
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	7273
ID Gene	7273
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 5347-5604 della TTN umana (NP_596870.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF-P, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q8WZ42
Peso proteico	3816kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio