

Anticorpo Policlonale Anti-Tjp2 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Udy2

Numero articolo: CM0018549



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TJP2 umano (ZO-2), validato per WB, IP ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Bersaglia la proteina della giunzione stretta ZO-2 coinvolta nell'adesione cellulare e nella segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TJP2 Rabbit pAb
Note/Alias	ZO2; X104; FHCA1; PFIC4; DFNA51; DUP9q21.11; C9DUPq21.11; TJP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9414
GeneID	9414
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 951-1190 di TJP2 umano (NP_004808.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	Q9UDY2
Peso Proteico	134kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio