

Anticorpo Monoclonale Anti-Tkt/Transchetolasi Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29401

Numero articolo: CM0005191



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio mirato alla TKT/Transchetolasi umana (P29401), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per lo studio della via dei pentoso fosfati e della ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validato] TKT/Transchetolasi mAb di Coniglio
Note/Alias	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	7086
ID Gene	7086
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 281-380 della TKT/Transchetolasi umana (NP_001055.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P29401
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio