

Anticorpo Monoclonale Anti-Tle1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q04724

Numero articolo: CM0008832



introduzione

Anticorpo monoclonale TLE1 di coniglio di alta qualità, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Adatto per ricerca sull'espressione genica, segnalazione cellulare e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TLE1 Rabbit mAb
Note/Alias	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7088
GeneID	7088
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di TLE1 umano (Q04724)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04724
Peso Proteico	83 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio