

Anticorpo Policlonale Anti-Tle1 Per Wb Ed Elisa - Q04724

Numero articolo: CM0014595



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio TLE1 validato per WB ed ELISA, reagisce in modo incrociato con il topo. Ideale per studiare la corepressione trascrizionale nelle vie di segnalazione Wnt e NF-κB. Fornito da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio TLE1
Note/Alias	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Specie	Umano
GeneID (umano)	7088
GeneID	7088
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 256-355 di TLE1 umano (NP_005068.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q04724
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio