

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Tle1 Per Wb E Elisa - Q04724

Numero articolo: CM0029577



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio TLE1 di alta qualità convalidato per Western blot (WB) e applicazioni ELISA, specifico per il riconoscimento della proteina 1 enhancer simile alla transducina umana. Strumento essenziale per investigare la repressione trascrizionale e la segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TLE1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	7088
Gene ID	7088
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 501-770 del TLE1 umano (NP_005068.2))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q04724
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio