

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tle2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q04725

Numero articolo: CM0004880

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la proteina TLE2 umana (Transducin-like enhancer protein 2). Convalidato per Western blot, IHC-P e ELISA. Reagisce con campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TLE2 Rabbit mAb
Note/Alias	ESG; ESG2; GRG2; TLE2
Specie	Uomo
ID gene	7089
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-138 di TLE2 umano (NP_003251.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q04725
Peso proteico	80KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio