

Anticorpo Monoclonale Anti-Tle4 Per Wb Ed Elisa - Q04727

Numero articolo: CM0007485

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro TLE4 umano, reattivo con umano e topo. Validato per WB ed ELISA, ideale per la ricerca sulla repressione trascrizionale e sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	TLE4 Rabbit mAb
Note/Alias	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
Specie	Umano
Gene ID	7091
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-138 di TLE4 umano (NP_001269677)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q04727
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio