

Anticorpo Policlonale Anti-Tlk1 Per Wb, Elisa - Q9Uki8

Numero articolo: CM0024079

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TLK1 (PKU-beta), adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con TLK1 umano, di topo e di ratto. TLK1 è una chinasi coinvolta nell'assemblaggio della cromatina e nella risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	TLK1 Rabbit pAb
Note/Alias	PKU-beta; TLK1
Specie	Umano
GeneID	9874
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di TLK1 umano (NP_036422.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKI8
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio