

Anticorpo Policlonale Anti-Tlk1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uki8

Numero articolo: CM0013023

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira al TLK1 umano (PKU-beta), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sul ciclo cellulare, la riparazione del danno al DNA e la cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TLK1 Rabbit pAb
Note/Alias	PKU-beta; TLK1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9874
ID Gene	9874
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-230 del TLK1 umano (NP_036422.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKI8
Peso Proteico	87kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio