

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tlr2 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Numero articolo: CM0012094



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-TLR2 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Adatto per campioni umani e di topo. Ideale per studi sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale TLR2 Coniglio
Note/Alias	TIL4; CD282
Specie	Umano
GeneID	7097
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 290-390 di TLR2 umano (NP_003255.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	O60603
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio