

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tlr2 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Numero articolo: CM0002928



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio TLR2 (O60603) di alta qualità per applicazioni WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA, cross-reattivo con umano e topo. Adatto per lo studio dell'immunità innata, della segnalazione TLR2 e delle vie di infezione batterica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TLR2 Coniglio mAb
Note/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Specie	Umano
Gene ID	7097
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-784 di TLR2 umano (NP_003255.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Mouse
SWISS	O60603
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio