

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tlr2 Per Wb, If/Icc, Elisa - O60603

Numero articolo: CM0028811



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TLR2 di alta qualità per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva TLR2 umano, di topo e ratto (90 kDa). Ideale per la ricerca sull'immunità innata, infezioni e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TLR2 Rabbit pAb
Note/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Specie	Umano
GeneID (umano)	7097
GeneID	7097
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 636-784 di TLR2 umano (NP_003255.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60603
Peso Proteico	90kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio