

Anticorpo Policlonale Anti-Tlr3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15455

Numero articolo: CM0017639



introduzione

TLR3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Riconosce TLR3 umano, di topo e di ratto ed è ideale per la ricerca sull'immunità innata e le infezioni virali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome prodotto	TLR3 Rabbit pAb
Note/Alias	CD283; IIAE2; IMD83; TLR3
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	7098
ID gene	7098
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-700 di TLR3 umano (NP_003256.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15455
Peso proteico	104kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio