

Anticorpo Policlonale Anti-Tlr4 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - 000206

Numero articolo: CM0018147



introduzione

TLR4 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio contro il TLR4 umano, validato per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con il TLR4 umano e murino; ideale per lo studio dell'immunità innata e delle vie di segnalazione infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	TLR4 Rabbit pAb
Note/Alias	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7099
GeneID	7099
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-228 del TLR4 umano (NP_612564.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	000206
Peso proteico	96kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio