


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Tlr5 Per Wb Ed Elisa - O60602

Numero articolo: CM0008840



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro TLR5 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce la proteina TLR5 umana (~98 kDa). Adatto per la ricerca sull'immunità innata e sulle malattie infiammatorie. O60602.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb TLR5 Coniglio
Note/Alias	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
Specie	Umano
ID Gene	7100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 258-404 di TLR5 umano (O60602)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	O60602
Peso proteico	98 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio