


Anti-Tlr5 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - O60602

Numero articolo: CM0021751



introduzione

Anti-TLR5 anticorpo policlonale di coniglio che si lega al recettore toll-like 5 umano (O60602). Validato per WB, IHC-P ed ELISA, questo anticorpo supporta la ricerca sull'immunità innata e sulla risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TLR5 Coniglio pAb
Note/Alias	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7100
GeneID	7100
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 714-858 del TLR5 umano (NP_003259.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O60602
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio