


Anticorpo Policlonale Anti-Tlr6 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2C9

Numero articolo: CM0025736



introduzione

Anticorpo policlonale TLR6 di coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce il TLR6 endogeno in campioni umani e murini. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TLR6 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CD286; TLR6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10333
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 697-796 del TLR6 umano (NP_006059.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y2C9
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio