


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tlr7 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nyk1

Numero articolo: CM0013275



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro TLR7 umano (SWISS: Q9NYK1). Validato per WB, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Reagisce con TLR7 umano, murino e di ratto. L'immunogeno corrisponde al dominio extracellulare (aa 30-230). Ideale per la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TLR7 Rabbit pAb
Note/alias	IMD74; SLEB17; TLR7-like; TLR7
Specie	Umano
GeneID (umano)	51284
GeneID	51284
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-230 del TLR7 umano (NP_057646.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NYK1
Peso della proteina	121kDa
Spedizione	Borsa refrigerante