

Anticorpo Policlonale Anti-Tlr8 Di Coniglio Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nr97

Numero articolo: CM0017573



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro TLR8 umano, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e sulla segnalazione TLR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	TLR8 Rabbit pAb
Note/Alias	CD288; IMD98; hTLR8; TLR8
Specie	Umano
GeneID	51311
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 849-1041 di TLR8 umano (NP_619542.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR97
Peso Proteico	120kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio