

Anticorpo Policlonale Anti-Tlr9 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nr96

Numero articolo: CM0017129



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il recettore Toll-like umano 9 (TLR9/CD289). Validato per WB, IHC-P ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	pAb TLR9 di coniglio
Note/alias	CD289; TLR9
Specie	Umano
GeneID (umano)	54106
GeneID	54106
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 414-543 del TLR9 umano (NP_059138.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NR96
Peso della proteina	116 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante