

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Tm7Sf2 Per Wb, Elisa - 076062

Numero articolo: CM0022280

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-TM7SF2 adatto per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con TM7SF2 umano e murino, una delta(14)-sterolo reduttasi coinvolta nella biosintesi del colesterolo. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	TM7SF2 Rabbit pAb
Note/alias	ANG1; C14SR; NET47; DHCR14A; TM7SF2
Specie	Umano
GeneID (umano)	7108
GeneID	7108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-250 di TM7SF2 umano (NP_003264.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	076062
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico